


Nombre del documento	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: ESTÉRIL		
Tipo de Documento	Código:	# de revisión:	Página
FICHA TÉCNICA	CDC-FT-G-02	01	1 de 3

FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



LOGOTIPO DEL PRODUCTO



NOMBRE COMERCIAL	Guante Ambiderm Estéril.
NOMBRE GENÉRICO	Guante de látex para exploración estéril.
DESCRIPCIÓN	Guante de látex para exploración, estéril, ambidiestro, liso, color natural, bajo en polvo.
CARACTERÍSTICAS COMERCIALES	Ambiderm Estéril, es ideal para curaciones menores y procedimientos que requieren esterilidad. Sus presentaciones de un guante o de un par de guantes por bolsa permiten utilizar únicamente el/los guantes necesarios. Bajo en proteínas solubles en agua. Su particular espesor le ofrece la seguridad deseada. Recomendado para su uso en todas las especialidades médicas, dentales y laboratorios.

AQL (1)	1.5
----------------	-----

TIPO	II
-------------	----

SUBTIPO	A
----------------	---

No. de Registro	1707C89 SSA
------------------------	-------------

CONTENIDO DE POLVO	Bajo en polvo
TEXTURA	Liso
COLOR	Natural
ESTERILIDAD	Estéril (ETO)

DIMENSIONALES					
		AMBIDERM ANCHO ± 10	FEUM (2) /ASTM (3) ANCHO ± 10	AMBIDERM LONGITUD	FEUM (2) /ASTM(3) LONGITUD
TALLA	CH	85 mm	80 mm	235 mm	Min. 220 mm
	M	95 mm	95 mm	235 mm	Min. 230 mm
	G	111 mm	111 mm	235 mm	Min. 230 mm

Nombre del documento	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: ESTÉRIL		
Tipo de Documento	Código:	# de revisión	Página
FICHA TÉCNICA	CDC-FT-G-02	01	2 de 3

PROPIEDADES FÍSICAS

	SIN ENVEJECIMIENTO		CON ENVEJECIMIENTO	
	AMBIDERM	FEUM / ASTM	AMBIDERM	FEUM / ASTM
ALARGAMIENTO A LA RUPTURA	> 850%	Min. 650 %	> 600%	Min. 500%
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	> 22 Mpa	Min. 18 Mpa	> 18 Mpa	Min. 14 Mpa

	AMBIDERM	FEUM / ASTM
ESPESOR	≥ 0.10 mm	Min 0.08 mm
CONTENIDO DE PROTEÍNAS SOLUBLES EN AGUA	< 300 µg/dm ²	De acuerdo al fabricante
CONTENIDO DE POLVO RESIDUAL	< 10 mg/dm ²	No mayor a 10 mg/dm ²

PRESENTACIONES

TALLA	EMPAQUE	CONTENIDO	CÓDIGO DE BARRAS
CH	Primario	1 guante por bolsa	7502224240642
M	Primario	1 guante por bolsa	7502224240659
G	Primario	1 guante por bolsa	7502224240666
CH	Secundario	100 guantes por peso	17502224240649
M	Secundario	100 guantes por peso	17502224240656
G	Secundario	100 guantes por peso	17502224240663
CH	Primario	1 par de guantes por bolsa	7502224244404
M	Primario	1 par de guantes por bolsa	7502224244411
G	Primario	1 par de guantes por bolsa	7502224244428
CH	Secundario	50 empaques primarios	17502224244401
M	Secundario	50 empaques primarios	17502224244418
G	Secundario	50 empaques primarios	17502224244425

EMPAQUE	CONTENIDO	ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE	ESTIBA
PRIMARIO	1 Guante por bolsa	Bolsa de polietileno	N/A
SECUNDARIO	100 guantes por peso	Caple 22 Pts.	N/A
COLECTIVO	20 empaques secundarios	Corrugado Flauta "BC"	7 cajas máximo
PRIMARIO	1 par de guantes	Bolsa de polietileno	N/A
SECUNDARIO	50 empaques primarios	Caple 22 Pts.	N/A
COLECTIVO	20 empaques secundarios	Corrugado Flauta "BC"	7 cajas máximo

LOTIFICACIÓN

0	0	0	0	0	0	0
Año	Tipo de Guante	Talla	Número de Orden			

Nombre del documento	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: ESTÉRIL		
Tipo de Documento	Código:	# de revisión	Página
FICHA TÉCNICA	CDC-FT-G-02	01	3 de 3

RESISTENCIA A PRODUCTOS	Resistencia a productos químicos: Ácidos, Álcalis, Alcoholes, todos ellos diluidos.
USOS INDICADOS	Recomendado para curaciones menores y procedimientos que requieren esterilidad.
REFERENCIAS TÉCNICAS	AQL(1) = Acceptable Quality Levels / Niveles aceptables de calidad.
	FEUM(2) = Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
	ASTM(3) = American Society for testing and materials.
ADVERTENCIA	Algunas personas hipersensibles al látex podrían experimentar alguna reacción alérgica al utilizar este producto ya que contiene hule látex natural. Consulte a su médico en caso que esto suceda. Este producto es efectivo como barrera biológica y no como barrera química.
CONTACTO Y SEGUIMIENTO	Para mayor información contáctenos o visite nuestra página de internet www.ambiderm.com.mx  /ambiderm  @ambiderm  ambiderm Llame gratis del Interior de La República: 01800 800 8008 Del resto del mundo: +52 (33) 3656 6557 / 3656 2632